


REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
NEW	DCN#: 0949		




- Refer to enclosed Physician Labeling.
  - Consulte el Etiquetado para el Médico, adjunto.
  - Se reporter à l'étiquetage à l'intention des médecins ci-joint.
  - Siehe beigefügte Informationen für Ärzte.
  - Fare riferimento alle allegate Informazioni per il medico.
  - Consulte as Instruções para a Classe Médica anexas.
- Diopter power: +17 to +33 diopters in 0.5 diopter increments.
  - Poder de la dioptría: de +17 a +33 dioptrías en incrementos de 0,5 dioptrías.
  - Puissance : de +17 à +33 dioptries, par incrément de 0,5 dioptrie.
  - Dioptrien: +17 bis +33 Dioptrien in Stufen von 0,5 Dioptrien.
  - Potere diottrico: da +17 d. a +33 con incremento di 0,5 d.
  - Potência de dioptria: dioptrias de +17 a +33 dioptrías em incrementos de 0,5 dioptria.
- The Crystalens AO has prolate aspheric surfaces and is designed to be free of spherical aberration. The image quality of the Crystalens AO is illustrated in the figure below in the form of a modulation transfer function curve.
  - La lente Crystalens AO tiene superficies esféricas alargadas y está diseñada para no tener aberraciones esféricas. La calidad de la imagen de la Crystalens AO se ilustra en la figura de abajo en forma de una curva de la función de transferencia de modulación.
  - La lentille Crystalens AO a des surfaces asphériques prolates et elle est conçue pour éliminer toute aberration sphérique. La qualité d'image de la lentille Crystalens AO est illustrée à la figure ci-dessous sous la forme d'une courbe représentant sa fonction de transfert de modulation.
  - Die Crystalens AO hat rotationsellipsoide asphärische Oberflächen und ist für die Abwesenheit sphärischer Aberration konzipiert. Die Abbildungsqualität der Crystalens AO ist nachstehend in Form einer Modulationstransferfunktionskurve dargestellt.
  - La lente Crystalens AO ha superfici asferiche allungate, ed è progettata per essere esente da aberrazioni sferiche. La qualità d'immagine della lente Crystalens AO è illustrata nella figura qui sotto nella forma di una curva della funzione di trasferimento della modulazione.
  - A Crystalens AO tem superfícies esféricas prolatas e foi projetada de forma a não apresentar deformidade esférica. A qualidade da imagem da Crystalens AO encontra-se ilustrada na figura abaixo, na forma de uma curva de função de transferência de modulação.

50-0202NEW



(FRONT)



- Note: The image quality of models AT-50AO and AT-50SE was characterized by measuring modulation transfer function (MTF) in a model eye described in ISO 11979-2 through 3-mm and 4.5-mm lens apertures.
- Nota: La calidad de la imagen de los modelos AT-50AO y AT-50SE se caracterizó midiendo la función de transferencia de modulación (MTF, Modulation Transfer Function) en un ojo modelo descrito en la norma ISO 11979-2 a través de aberturas de lente de 3 mm y de 4.5 mm.
- Remarque : la qualité d'image des modèles AT-50AO et AT-50SE a été définie en mesurant la fonction de transfert de modulation (MTF, Modulation Transfer Function) dans un œil modèle décrit dans ISO 11979-2 pour des ouvertures de lentille de 3 mm et 4,5 mm.
- Hinweis: Die Abbildungsqualität der Modelle AT-50AO und AT-50SE wurde durch Messen der Modulationstransferfunktion (MTF, Modulation Transfer Function) in einem in ISO 11979-2 beschriebenen Modellauge durch Linsenaperturen von 3 mm und 4,5 mm charakterisiert.
- Nota: la qualità dell'immagine dei modelli AT-50AO e AT-50SE è stata caratterizzata misurando la funzione di trasferimento della modulazione (MTF, Modulation Transfer Function) in un occhio modello descritto in ISO 11979-2 attraverso aperture della lente da 3 mm a 4,5 mm.
- Nota: A qualidade da imagem dos modelos AT-50AO e AT-50SE caracterizou-se pela mensuração da função de transferência de modulação (MTF, Modulation Transfer Function) em um olho modelo, descrito no ISO 11979-2 através de aberturas de lente de 3 e 4,5 mm.

- The Crystalens™ delivery system may be used to inject the Crystalens. A cohesive viscoelastic should be used for lubrication of the injector when inserting the IOL. The IOL should be injected within three minutes after loading. Refer to the instructions for use supplied with the injector. See <http://www.crystalens.com> for further details on the use of the injector with the Crystalens.
- El Sistema de Suministro Crystalens pueden usarse para inyectar la Crystalens. Deberá usarse un viscoelástico cohesivo para la lubricación del inyector en el momento de insertar la LIO. La LIO debe inyectarse en un plazo no mayor de tres minutos después de cargarla. Consulte las instrucciones de empleo suministradas con el inyector. Visite <http://www.crystalens.com> para mayores detalles en el uso del inyector con la lente Crystalens.
- Le système de pose Crystalens pour implanter les lentilles Crystalens. Un produit viscoélastique cohésif doit être utilisé pour la lubrification de l'injecteur lors de l'insertion de l'implant intraoculaire (LIO). La LIO doit être injectée dans les 3 minutes qui suivent le chargement. Se reporter aux consignes d'emploi fournies avec l'injecteur. Consulter <http://www.crystalens.com> pour plus de détails sur l'emploi de l'injecteur avec les implants Crystalens.
- Zur Injektion der Crystalens Können das Crystalens Einführsystem. Beim Einsetzen der IOL eine kohäsive viskoelastische Flüssigkeit zur Lubrikation des Injektors verwenden. Die Linse muss innerhalb von drei Minuten nach dem Laden injiziert werden. Siehe auch Anweisungshinweise des Injektorherstellers. Unter <http://www.crystalens.com> finden Sie weitere Hinweise zur Verwendung des Injektors mit der Crystalens.
- È possibile usare il sistema di iniezione Crystalens per iniettare la Crystalens. Usare un prodotto viscoelastico coesivo per la lubrificazione dell'iniettore quando si inserisce la lente intraoculare (LIO). La lente IOL va iniettata entro tre minuti dal caricamento. Consultare le istruzioni per l'uso fornite con l'iniettore. Vedere <http://www.crystalens.com> per ulteriori informazioni sull'uso dell'iniettore con la Crystalens.
- O sistema de posicionamento Crystalens podem ser utilizados para injetar a Crystalens. Deve-se utilizar um viscoelástico coesivo para a lubrificação do injetor quando se for inserir a LIO. A LIO deve ser injetada dentro de três minutos após a carga. Consulte as instruções de utilização fornecidas com o injetor. Acesse <http://www.crystalens.com> para obter mais detalhes sobre o uso do injetor com a Crystalens.

50-0202NEW



(BACK)

- INSPECT COLOR & CONTENT PER APPROVED MASTER.
  - PRINT IN BLACK INK.
  - STOCK: 95# GLOSS COVER.
- NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

THIS DOCUMENT IS ISSUED IN STRICT CONFIDENCE AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR MANUFACTURE OR SALE OF ANY ITEM OTHER THAN THAT FOR WHICH IT WAS PROVIDED WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF BAUSCH & LOMB.		NAME	DATE	30 ENTERPRISE SUITE 450 ALISO VIEJO, CA 92656	
DRAWN	JRS	8/31/09	Bausch & Lomb		
ENG			TITLE		
DO NOT SCALE DRAWING			OPER	DFU ADDENDUM, AT50AO	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES: ANGULAR: +/- 1 DEG X.XX +/- 0.03 X.XXX +/- 0.005			REG/QA	P/N	REV
				50-0202	NEW
FILENAME			50-0202NEW.VSD	SIZE	DWG. NO.
Page 1 of 1			B	50-0202	